

CONCOURS TRACHEOCLEAN 2009 - CEREDAS  
**Prix Spécial du Jury**

# Tracheoclean®

Le filtre trachéal permet de filtrer, de réchauffer, et d'humidifier l'air.  
 Il évite également les projections trachéales.  
 Il contribue au respect de l'image corporelle.

Direction des Soins -  
 Département de chirurgie cervico-faciale -  
 Institut Gustave Roussy - Villejuif

## Les années 80/90



Risque de piqûre →



Fabrication artisanale :  
 Coton, cordons, gaz aiguille et petites mains de couturière  
 Temps plus de 2 mn



2 attaches pour le filtre  
 Quand sécrétions++ → filtre collabé

## Les années 2000



Fabrication entreprise familiale:  
 Prix : 1,13 € le filtre TTC  
 Temps : moins d'1 mn



1 attache pour Tracheoclean®  
 Bavette préformée (barrette)



Truc et astuce:  
 Attacher le filtre Tracheoclean® sur le devant



Faire pivoter



Bande prédécoupée pour faciliter le retrait



Elimination directe  
 Doit être changé aussi souvent que nécessaire

## Le filtre Tracheoclean® apporte

- Aux patients un confort de part la facilité de pose et de retrait du filtre, une préservation de l'image corporelle et une sécurité par la présence de la barrette pré-formée qui empêche le filtre de se collaber sur l'orifice de trachéotomie.
- Aux personnels, une acquisition de gestes simples et une disponibilité immédiate du produit.