

CALIBREUR ET SUPPORT  
DE TRACHÉOSTOME  
POUR LA RÉHABILITATION  
PULMONAIRE ET PHONATOIRE



CyTubeMajor™  
CALIBREUR ET SUPPORT DE TRACHÉOSTOME

CHGE243 - © Ceredas 2010

# CyTubeMajor™

CALIBREUR ET SUPPORT DE TRACHÉOSTOME

Calibreur de trachéostome destiné aux patients laryngectomisés, **CyTubeMajor™** est également un support permettant de recevoir immédiatement après l'intervention chirurgicale, ou même pendant une longue période suivant celle-ci, les différents composants du **Cyranose® Global System**, notamment le nez artificiel ou **ECH\* Cyranose®**.

Grâce à sa composition en silicone médical, il est extrêmement confortable à porter et ne vient pas blesser la muqueuse trachéale du patient lors de sa mise en place ou de son retrait quotidien. Epousant avec souplesse les mouvements du cou, il n'entraîne aucune gêne dans la vie quotidienne du laryngectomisé.

Proposé en plusieurs longueurs et plusieurs diamètres pour s'adapter à toutes les tailles de trachéostome, **CyTubeMajor™** existe aussi en version «fenêtré» pour les patients porteurs d'un implant phonatoire, afin de permettre le passage de l'air dans celui-ci lors de l'occlusion du trachéostome durant la phonation.

## Les de CyTubeMajor™

► **Durant l'hospitalisation.** **CyTubeMajor™** peut être utilisé avec :

- **Cyranose®**, nez artificiel ou Échangeur de Chaleur et d'Humidité
- **Tracheodouche™\*\***, protection pendant la douche
- **CyAdaptor** avec le filtre mousse de **Cyranose®**

► **De la sortie de l'hôpital à la fin de la cicatrisation et de la radiothérapie**

**CyTubeMajor™** peut être utilisé avec :

- **Cyranose®**, nez artificiel ou Échangeur de Chaleur et d'Humidité
- **CyValveFreedom™**, valve pour phonation mains libres par l'intermédiaire de **CyAdaptor™**

► **Après la fin de la radiothérapie**

Pour les personnes laryngectomisées qui doivent continuer à porter, habituellement ou occasionnellement, un calibreur, **CyTubeMajor™** peut être utilisé avec :

- **Cyranose®**, nez artificiel ou Échangeur de Chaleur et d'Humidité
- **CyValveFreedom™**, valve pour phonation mains libres par l'intermédiaire de **CyAdaptor™**
- **Tracheodouche™\*\***, protection pendant la douche

## Les principaux **AVANTAGES** de CyTubeMajor™

- Souplesse, confort hors-pair et réelle douceur grâce à l'emploi du silicone
- Parfaite adaptation à tous les types de trachéostome, en particulier pour les conformations morphologiques difficiles
- Absence de déformation du support recevant les éléments du **Cyranose® Global System**
- Utilisation parfaitement compatible avec les séances de radiothérapie
- Possibilité de «pré-fenêtrage» pour les patients équipés d'un implant phonatoire
- Prise en charge immédiate de la réhabilitation pulmonaire en connectant le nez artificiel ou **ECH\* Cyranose®**, ou phonatoire grâce à la valve automatique **CyValveFreedom™**

\*Échangeur de Chaleur et d'Humidité

\*\*En vérifiant que l'étanchéité soit satisfaisante entre le trachéostome et **CyTubeMajor™**

  
Fabriqué en France



*Une réhabilitation pulmonaire immédiate **CyTubeMajor™** permet, dès après l'opération, de retrouver une réhabilitation pulmonaire optimum avec le nez artificiel ou **ECH\* Cyranose®***



Avec **CyAdaptor™** et filtre mousse





Avec valve automatique **CyValveFreedom™**



# CyTubeMajor™

CALIBREUR ET SUPPORT DE TRACHÉOSTOME



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES				
	L mm	Taille 8 Ø int. 9,5 mm Ø ext. 12 mm	Taille 9 Ø int. 10,5 mm Ø ext. 13,5 mm	Taille 10 Ø int. 12 mm Ø ext. 15 mm	Taille 12 Ø int. 13,5 mm Ø ext. 17 mm
 <b>CyTubeMajor™</b> Calibreur et support de trachéostome • Standard	27	CBC0827	CBC0927	CBC1027	CBC1227
	36	CBC0836	CBC0936	CBC1036	CBC1236
	55	CBC0855	CBC0955	CBC1055	CBC1255
 <b>CyTubeMajor™</b> Calibreur et support de trachéostome • Fenêtré	27	CBCF0827	CBCF0927	CBCF1027	CBCF1227
	36	CBCF0836	CBCF0936	CBCF1036	CBCF1236
	55	CBCF0855	CBCF0955	CBCF1055	CBCF1255

Fabriqué en France



# Cyrano<sup>se</sup><sup>®</sup>

## GLOBAL SYSTEM

### SOLUTION GLOBALE POUR LA RÉHABILITATION PULMONAIRE ET PHONATOIRE APRÈS LARYNGECTOMIE TOTALE



**C**yrano<sup>se</sup><sup>®</sup> Global System réunit une gamme de dispositifs destinée aux praticiens et aux patients laryngectomisés pour la réhabilitation pulmonaire et phonatoire de ces derniers, porteurs ou non d'un implant phonatoire.